

# ANLEITUNG FÜR DEN GEBRAUCH EINER HERAUSNEHMBAREN SPANGE

Dazu zählen Funktionsregler, Vorschubdoppelplatte, Bionator und Aktivator

## Eingewöhnung

- Bitte die Zahnsperange am ersten Tag eine Stunde, am zweiten Tag zwei und am dritten Tag drei Stunden tragen – jeweils nicht am Stück, sondern auf den Tag verteilt.
- Falls Druckstellen auftauchen, kommen Sie bitte in die Praxis.
- Am vierten Tag zu den täglichen Tragestunden die Nacht dazunehmen.

## Trageanleitung

- Die Zahnsperange außer beim Essen und Zähneputzen bitte immer tragen, auch während der Schulzeit oder des Sports. Den/die Klassenlehrer/in ggf. im Vorfeld darüber informieren. Die Hauptwirkzeit der Apparatur ist tagsüber – ausschließlich nächtliches Tragen reicht nicht aus.

## Reinigung

- Bitte die Spange nach jedem Tragen mit Zahnpasta und Zahnbürste reinigen.

## Aufbewahrung

- Die Zahnsperange am besten im Mund aufbewahren! Die Apparatur bei Nichtbenutzung bitte in einer Spangendose oder in einem Glas mit Wasser aufbewahren.

## Wichtig

- Die Zahnsperange bitte zu jedem Termin mitbringen!
- Bitte in der Praxis melden, falls Druckstellen im Mund auftreten oder Reparaturen der Apparatur nötig sind.