

ANLEITUNG FÜR DEN GEBRAUCH VON CHEWIES™ / MUNCHIES®

[Kaurollen / Kausterne aus weichem Kunststoff für passgenaue Aligner]

Chewies™ / Munchies® sollten zweimal täglich für jeweils fünf Minuten verwendet werden, falls Aligner nicht optimal sitzen. Die Zahnschienen werden dadurch so weit „heruntergekauht“, dass sie sich der Form der Zähne perfekt anpassen.

Anwendung

-  Setzen Sie Ihre Aligner gemäß Ihren Anweisungen wie gewohnt im Mund ein. [Tragezeit: 22 Stunden am Tag]
-  Legen Sie einen Chewies™ / Munchies® zwischen die Aligner Ihres Ober- und Unterkiefers in die Bereiche, in denen die Aligner noch nicht optimal sitzen. [Sie können feststellen, dass Ihr Aligner nicht gut passt, wenn zwischen Ihren Zähnen und dem Aligner ein sichtbarer „Luftspalt“ besteht.]
-  Kauen Sie zweimal am Tag für ca. fünf Minuten auf den Chewies™ / Munchies®.
-  Die Chewies™ / Munchies® können mehrfach verwendet werden. Sollten sie nicht mehr elastisch sein, so fordern Sie ganz bequem neue an.

In unserer Praxis bestellbar

Gerne können Sie Ihre Chewies™ / Munchies® bei uns bestellen. Senden Sie uns dazu einfach eine E-Mail an praxis@dr-obermeier.de oder schreiben Sie uns eine Nachricht über die Dental-Monitoring-App.

Sie haben eine Frage? Wir sind gerne für Sie da!